



**Ледяная платина горячая распродажа 3 в 1 диодный лазер
755нм/808нм/1064нм диодный лазер для удаления волос**


- * Отсутствие пигментации. Подходит для любого типа кожи;
- * Подходит для любого типа кожи;
- * Безопасно и быстро.
- * Международный золотой стандарт эпиляции;
- * оптимальная длина волны лазера 808нм или 7558081064нм;

Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.



• Cooling effect •

The handle is frosted for one minute,
making your treatment more comfortable and painless





Soon


Permanent hair removal

Лазер Three Waves сочетает в себе 755nm 808nm 1064nm, подходит для лечения всех типов кожи и волос.

755 нм для удаления волос на белой коже (тонкие/золотые волосы).

808 нм для удаления волос с желтой (натуральной) кожи.

1064 нм для удаления волос с черной кожи (черных волос).






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison





Характерный пункт продажи

1. Совершенно новый 12-дюймовый экран четкий и простой в эксплуатации.
2. Ручка выполнена методом литья под давлением, легче и практичнее.
3. 3D ЛОГОТИП с роскошной текстурой.
4. Вращающаяся рукоятка, проще в установке.
5. Износостойкая трубка, более прочная.
6. Две стойки для ручек, более удобные в эксплуатации.

Если вам нужна помощь, чтобы узнать больше, добро пожаловать на консультацию!