

DIODE LASER



ICELLO



MLKJ Лучший коммерческий аппарат для лазерной эпиляции.

В соответствии с принципом селективной фототермодинамики длина волны лазера, энергия и ширина импульса могут быть правильно отрегулированы, чтобы лазер проходил через поверхность кожи к корневому волосяному фолликулу. Энергия света поглощается и преобразуется в тепловую энергию, которая разрушает ткань волосяного фолликула, тем самым делая волосы неспособными к регенерации, что делает запатентованную технологию лазеров MLKJ безболезненной и постоянной. Устройство для лазерной эпиляции является неинвазивным методом лечения, после лечения не будет иметь определенного повреждения окружающей кожи, не повлияет на нормальную жизнь и работу.

□ Машина, сертифицированная FDA и Medical CE

□ 3 в 1 - три лазерные технологии в одном аппарате

- Александритовый, диодный и Nd:YAG-лазер – подходит для всех типов кожи
- Простота в эксплуатации
- Доступно онлайн-обучение
- 50 миллионов выстрелов на наконечник!

Дисплей ручки



1. Безболезненно. Наконечник наконечника охлаждается до -32°C , что делает лечение комфортным и эффективным.
2. Ранние результаты лечения. 2-3 сеанса лечения могут показать постоянные результаты
3. Практически безболезненный контакт с несравнимым комфортом и безопасностью сапфира.
4. Наконечник для лица с улучшенной досягаемостью. Легко обрабатывайте области, которые обычно труднодоступны, включая уши, ноздри и глабеллу.



Цена машины для лазерной эпиляции 755/808/1064 нм.

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths

>>America Imported Emitter, strong energy

>>10/12 pieces or 16 pieces Germany Dilas original laser bars, 1200W/1800W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body

Medical diode laser

50000000+shots
can treat 10000+clients

- *Not easy to be burned
- *Low maintenance cost
- *Stable quality



- >>1-10Hz fast frequency,faster, smooth and effective treatment
- >>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment
- >> Italy imported stainless water pump, it can keep machine working long time without stop. Make sure the heat were removed very quickly
- >>Double filters to keep water quality



The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



14-дюймовый экран 4K, умный сенсорный интерфейс

* 6 стилей кожи на выбор

* Простота в эксплуатации, обеспечивающая навыки работы / услуги по обучению

* Бесплатный логотип и язык можно настроить на экране



You'll get

Two major service guarantees
Worry-free after-sales


01 Professional after-sales group

24 hours offers the solution
Solve problems quickly with your active cooperation

02 Free maintenance

Warranty period, Send your replacement
parts for free

Производитель косметологических инструментов 15 лет, есть сертификаты FDA, CE ,ISO13485.
Мы стремимся сделать ваш бьюти-бизнес проще!



Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search Back To Search Results

Establishment:
 WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:
[Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.](#)
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: [10082104](#)

Official Correspondent:
 Pingping Lv
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:
 Wen Xu
 4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
 Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

Добро пожаловать на консультацию! Онлайн-сервис 7X24 часа!