

Medical



1200W+1800W high power handle

14-inch 4K HD large screen

755nm+808nm+1064nm

Painless permanent hair removal

Diode Laser

Новый медицинский аппарат для удаления волос с диодным лазером

14-дюймовый большой экран с разрешением 4K HD

1200 Вт 1800 Вт медицинская рука высокой мощности

Конструкция ручек более технологична.

Ручка весит около 350 г, что меньше и легче.

12 * 24 мм 12 * 36 мм пятно, полностью удовлетворяет потребности в обработке различных частей

Machine Display



1. Более сильный, быстрый, умный и, самое главное, безболезненный подход к удалению волос.
2. 755 нм, 808 нм, 1064 нм диодный лазер для удаления волос
3. Система охлаждения ТЕС, охлаждение ручки за 1 минуту



Before and After

Treatment comparison



100% эффективное устройство без переопределения тона кожи, сахара, цвета волос.
Для получения более подробной информации о применении, пожалуйста,
проконсультируйтесь!