

Medical

1200W+1800W high power handle  
14-inch 4K HD large screen  
755nm+808nm+1064nm  
Painless permanent hair removal

Diode Laser

Новый медицинский аппарат для удаления волос с диодным лазером

14-дюймовый большой экран с разрешением 4K HD

1200 Вт 1800 Вт медицинская рука высокой мощности

Конструкция ручек более технологична.

Ручка весит около 350 г, что меньше и легче.

12 \* 24 мм 12 \* 36 мм пятно, полностью удовлетворяет потребности в обработке различных частей

# Machine Display



1. Более сильный, быстрый, умный и, самое главное, безболезненный подход к удалению волос.
2. 755 нм, 808 нм, 1064 нм диодный лазер для удаления волос
3. Система охлаждения ТЕС, охлаждение ручки за 1 минуту



# Before and After

Treatment comparison



100% эффективное устройство без переопределения тона кожи, сахара, цвета волос.  
Для получения более подробной информации о применении, пожалуйста,  
проконсультируйтесь!