



Hair Removal + ND YAG

*2in1 Multifunctional combination machine
one machine and two effects*

**Производители многофункциональных косметических инструментов
2 в 1 Диодная лазерная эпиляция удаление татуировок лазером nd yag**

Описание продуктов

2in1 Multifunctional combination machine



- ✓ Hair removal
- ✓ Toner whitening
- ✓ Mole removal




- ✓ Tattoo removal
- ✓ Freckle
- ✓ Birthmark removal



Real shot display

Higher-definition screen, stronger cooling effect,
more effective treatment



Диодный лазер Elight/IPL Nd yag RF, 4 разные ручки в одну машину



1. Этот 4 в 1 RF Elight IPL диодный лазер Nd yag лазер имеет высококачественные аксессуары, мощную мощность* Диодный лазерный манипулятор использует золотой лазерный стержень, импортный из Германии, время 50 миллионов снимков.

* Ручка Elight использует британскую лампу, 150 000-30 000 выстрелов

* Nd yag: Оборудуйте 5 лечебных головок, регулируемые 1064нм/532нм, фиксированные 1064нм/532нм, фиксированные 1320нм.

* RF: Оборудуйте 6 лечебными головками, используемыми для удаления морщин, подтяжки кожи, подтяжки кожи.

Three wavelengths work together



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.





HANDLE-ADVANTAGE



specification

- Multiple choice
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- Multifunction
1320nm for skin rejuvenation
- Indicator light
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm



Before and after



14inch true touch screen

6 kinds skin type for choice. accept ODM OEM Service.

The new **14-inch** screen is clear easy to operate.



Для получения дополнительной информации о представлении продукта и

**деталях использования,
пожалуйста, немедленно проконсультируйтесь с нами**

Онлайн 24 часа!!