



Exfu стремится к достижению эффективных методов с низкими временными затратами.

Жизнь прекрасна, некоторые, если есть идеальное решение, сделайте это!

Может быть, у вас нет времени ходить в спортзал, и долгий процесс приведения мышц в форму.

Тогда попробуйте нашу новейшую магнитную формовочную машину!

Он имеет профессиональное одобрение FDA и даже одобрен тренерами по фитнесу!



Сфокусированное электромагнитное поле с безопасной интенсивностью для прохождения через тело и взаимодействия с двигательными нейронами. Магнитное наклонение обеспечивает сильную стимуляцию максимального сокращения тела. Повторяющееся сокращение потребления мышц метаболизирует лишний жир, реконструирует внутреннюю структуру, способствует производству мышечного белка и цепи мышечных волокон, а также создает более высокую плотность и объем мышц.

EXFU™ Find X Complete 360° Body Shaping Solution

Targeting Fat, Muscle,
and Body Treatments
The Advanced 5-in-1 Solution



Независимая рабочая станция 5-в-1, 4 высокопрочных аппликатора и 1 подушка для увеличения ягодиц, уменьшение жира, коррекция формы, подтяжка, увеличение ягодиц - все это дает хорошие результаты.

Хороший результат

30 минут лечения = 30000 тренировок, увеличение мышечной массы на 16% и уменьшение жира на 21% примерно после 2-4 курсов

7 тесла высокой интенсивности


покрывают большие скелетные мышцы и реконструируют их внутреннюю структуру.

4 магнитных аппликатора 1

расщепляют жировые отложения и повышают мышечный тонус и силу

Нацеливание на 5 частей тела

живот, руки, бедра, подколенное сухожилие, бедра



**ONE SESSION(30MINS/TREATMENT,
4 TREATMENT IN 2 WEEKS):**

1. 7 TESLA INTENSITY
2. 16% MUSCLE BUILDING/19% FAT REDUCTION
3. EQUIVALENT TO 20,000 SIT-UPS/50,000 MUSCLES CONTRACTIONS
4. DUAL SCULPTING FOR SAME/ DIFFERENT PERSON SAME TIME

Более сильная стимуляция

Двухслойная катушка создает более сильные и сильные электромагнитные эффекты высокой интенсивности.

Технология жидкостного охлаждения

TeslaSculpt оснащен аппликаторами с жидкостным охлаждением, которые обеспечивают

длительную работу без перегрева.

Четыре скульптуры

4 аппликатора магнитной стимуляции для решения всех ваших проблем независимо или одновременно.


EXFU FINDX

EXFU FindX modality offers an unprecedented solution to the muscle category. Controlled and precise energies are delivered uniquely to muscle groups via best-in-class electrical muscle stimulation. The muscles are safely activated without heating the surrounding tissue. Paired with specific pulse durations by muscle group, performance-informed smart training programs and advanced adaptive algorithms, each treatment is fully personalized and mimics a real training session that can build intensity over time. exfu enables effective and comfortable treatment programs regardless of the patients' fitness level, resulting in stronger and more defined muscle appearance.

Независимая рабочая станция 5-в-1, 4 высокопрочных аппликатора и 1 подушка для увеличения ягодиц, уменьшение жира, коррекция формы, подтяжка, увеличение ягодиц - все это дает хорошие результаты.







С экраном 4K HD, предустановленными различными параметрами лечения для мужчин и женщин, он может делать персонализированные индивидуальные данные лечения.

Мы также предоставляем профессиональное индивидуальное обслуживание, если вам нужен

конкретный язык и технология работы, вы также можете связаться с нами напрямую.



Одобренная FDA машина для лепки Ems 5 в 1 машина для стимуляции мышц для похудения ems 1