

EXFU·FIND S



COMMIT TO BE FIT
GET SCULPTED WITH
EMSCULPT

LESS Fat
Muscle MORE

EXCLUSIVELY AVAILABLE AT IPAL CLINIC



Новые поступления! Цена на машину Ems, миостимулятор ems, машина для лепки тела, RF электромагнитная машина для скульптуры тела ems





+16%
Estimated increase in muscle mass

-19%
Estimated fat reduction

4 CM (1.5 INCHES) LOSS IN WAISTLINE CIRCUMFERENCE
11% REDUCTION IN ABDOMINAL MUSCLE SEPARATION (CALLED DIASTASIS RECTI)
5 X INCREASE IN FAT METABOLISM (APOPTOTIC INDEX INCREASED FROM 19% TO 92% AFTER TREATMENT) 80% PATIENTS WITH VISIBLE LIFTING EFFECT OF BUTTOCKS 96% PATIENT SATISFACTION

Иновационный дизайн запуска одним щелчком мыши. Может помочь вам настроить систему экрана/язык/внешний вид.

PRODUCT PARAMETERS



Как работает тесласкульпт?

1. Электромагнитное поле высокой интенсивности проходит через одежду и кожу в ваше тело.
2. Как и упражнение, оно активирует двигательные нервы и вызывает сокращение мышц.
3. И вы почувствуете, что занимаетесь высокоинтенсивной тренировкой.

How It Works

EMSlim NEO is the world's first and only technology that uses **Radiofrequency and HIEMT** (high intensity electromagnetic field) to **eliminate fat and build muscles non-invasively**.


30
minutes



RF

HIEMT+

LESS **-30%**
Fat
on average*



+25% MORE
Muscle
on average*

Fat Breakdown

In less than 4 minutes the temperature in fat reaches levels that cause their permanent damage.

Muscle Warm-Up

The muscle temperature raises by several degrees, similar to what a warm-up activity does before any workout.

Supramaximal Contraction

Muscles in the treated area are contracted at intensities that are not achievable during routine exercise.

After Treatment

The fat cells are slowly removed from the body and the strained muscle fibers initiate a growth process. This results in fat elimination and muscle building.


Один сеанс (30 минут/процедура, 4 процедуры за 2 недели):

1. Интенсивность 7 Тесла
2. Нарастивание мышечной массы на 16 %/уменьшение жира на 19 %.
3. Эквивалентно 20 000 приседаний/50 000 сокращений мышц.
4. Двойная скульптура для одного и того же/разного человека в одно и то же время.
5. Долговечность в режиме 24/7 и эффективность охлаждения с рециркуляцией воды.
6. Интуитивно понятный и удобный пользовательский интерфейс с программой по умолчанию и ручной программой.
7. Не требуется оператор/подготовка/время простоя

2 магнитные ручки

Особенность: Потеря веса, другое, Подтяжка кожи, Уменьшение целлюлита

Стимуляция мышц Ems, высокоинтенсивный электромагнитный стимулятор мышц ems, машина для похудения



SHELF

Put the tools you can use

STRAP STORAGE

The handles support independent and synchronous work





Main target area

ABS toning

Butt Lift/uptight

Arm/legs firming

Operating parts



Сертификация	MDRCE, ce, ISO13485, другое, ISO9001, MDDCe
Особенность	Потеря веса, другое, Подтяжка кожи, Уменьшение целлюлита
Приложение	Для коммерческого
Предоставляется послепродажное обслуживание	Бесплатные запасные части, Онлайн-поддержка, Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение на месте, Техническая видеоподдержка, прочее, Обслуживание и ремонт на местах
Особенность	Потеря веса, подтяжка кожи, уменьшение целлюлита
Функция	Похудение тела
Технологии	Импульсный электромагнитный импульс высокой интенсивности
Предоставляется послепродажное обслуживание	Бесплатные запасные части, онлайн-поддержка, видеотехническая поддержка

Связаться с нами! Узнать больше!