

Various Modes Of Operation

Machine, mobile phone, pad,
synchronization control



Mobile Phone



Pad



Machine



12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Преимущества

- 1,3 волны 1064 нм 808 нм 755 нм, 3 в 1 для всех типов кожи можно использовать высокую мощность: НОВАЯ ручка 1200 Вт / 1800 Вт для вариантов
 2. Большой размер пятна 12 * 20 мм, 12 * 36 мм, раствор для удаления волос на лице и теле!
 3. Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.
 4. Долгий срок службы: 40 миллионов выстрелов
- Индивидуальный сервис для всех стилей всех цветов, как вы хотите

Ручка диодного лазера 755, 808 и 1064 нм:

- * Германия Dilas импортировала лазерный стержень. (Новейший и лучший качественный золотой лазерный стержень)
 - * Выстрелы: время от 10 до 40 миллионов выстрелов
 - * 755 808 1064nm предназначен для всех видов эпиляции кожи и волос
- Ручка 1200 Вт, 1600 Вт, 1800 Вт
Та же технология с ледяной платиной




Функция диодного лазера:

3 волны работают в одной и той же ручке одновременно


755 нм для белой кожи (тонкие золотистые волосы)

808 нм для желтой/нейтральной кожи

1064 нм для черного (черные волосы)



Охлаждающий эффект супер льда, безболезненное лечение более комфортно



Machine Display




Экранный дисплей

1. 14-дюймовый большой сенсорный экран, гуманизированный дизайн
2. Мужской/женский, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. Английский язык родной язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Подробные характеристики диодного лазера

Элемент	Вертикальный диодный лазер 755nm808nm1064nm
Тип лазера	Диодный лазер, 10 бар, 12 бар, 16 бар
Мощность каждого бара	120 Вт
Система отображения	14-дюймовый сенсорный экран истинного цвета
Длина волны	808nm/755nm/1064nm
Размер пятна	12*24мм² 12*36мм²
Срок службы лазерной ручки	Максимум 40 000 000 выстрелов
Энергия	10-150 Дж/см² регулируемая (до 150 Дж/см² опционально)
Длительность импульса	10~400 мс регулируемый
Частота	1,0-10 Гц;
Система охлаждения	Полупроводниковый конденсатор ТЕСвздухблизкая циркуляция воды
Мощность ручки	1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт
Мощность машины	2000 Вт
Электрический источник	220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц
Температура кристалла	-20~5°C
Температура машины	24°C постоянная температура

Требуемая мощность AC220В/110В 50~60Гц

Вес брутто 80 кг

Наша фабрика

**U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION**

Follow FDA | En Español

SEARCH

Home | Food | Drugs | Medical Devices | Radiation-Emitting Products | Vaccines, Blood & Biologics | Animal & Veterinary | Cosmetics | Tobacco Products

510(k) Premarket Notification

FDA Home | Medical Devices | Databases


510(k) | DeNovo | Registration & Listing | Adverse Events | Recalls | PMA | HDE | Classification | Standards
CFR Title 21 | Radiation-Emitting Products | X-Ray Assembler | Medsun Reports | CLIA | TPLC

[New Search](#) [Back To Search Results](#)

Device Classification Name	Powered Laser Surgical Instrument
510(K) Number	K200525
Device Name	Medical Diode Laser Hair Removal System
Applicant	Weifang Mingliang Electronics CO., LTD
	No.13426, Yuying Street, High-Tech District Weifang, CN 261000
Applicant Contact	Li Mingliang
Correspondent	Beijing Believe-Med Technology Service Co., Ltd. Rm. 912, Building#15, XiYueHui, No.5, YiHe North Rd., FangShan District Beijing, CN 102401
Correspondent Contact	Ray Wang
Regulation Number	878 4810
Classification Product Code	GEX
Date Received	03/02/2020
Decision Date	05/27/2020
Decision	Substantially Equivalent (SESE)
Regulation Medical Specialty	General & Plastic Surgery
510k Review Panel	General & Plastic Surgery
Type	Traditional
Reviewed By Third Party	No
Combination Product	No

Custom Section

CASE design



LOGO design



SYSTEM design

