




NEW

Portable Diode Laser





Преимущества

- * США или Германия импортировали лазерный стержень 10 бар/15 бар
- * Более 50 миллионов выстрелов, более 3 лет не нужно менять новую ручку.
- * 3 волны 1064 нм 808 нм 755 нм, 3 в 1 можно использовать для всех типов кожи

Описание продуктов

Mini Portable

The net weight of the handle is
about equal to one iphone

285g

Ergonomic handle
It's not tiring to take off



О ручке

1200 Вт/1800 Вт большая мощность на свободный выбор

Размер пятна 12*24 или 12*36 мм

* Медицинская ручка 285 г, легкий вес, бесплатная быстрая обработка скольжения


* С индикатором, чтобы показать рабочее состояние (на машине и ручке), безопасно использовать

EXFU

Exfu Violin

One-of-a-kind styling
Build your own hair removal machine

One minute cooling, 12x24cm²super cool area.
Newest design handle 0.31kg



1 минута быстрой глазури, комфортная и безболезненная процедура

EXFU®
Simple • Safe • Enjoy

What can
we do
in
1 MINUTE

Time for a cup of instant coffee,
the handle can quickly frost.





800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)





SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)

7558081064 нм, подходит для перманентного удаления волос всех типов кожи



Ingenious details I am better than others

Product detail
layout



Surround light strip

Cool lighting effect
not dazzling



Newest design handle 0.31kg

One minute cooling
Customizable glowing logo



One-of-a-kind styling

Ingenious production
focus on details



Модель	Эксфу диодный лазер
Тип лазера	Импорт из Германии/США, 8---12бар, 800Вт---1200Вт
Отображать	14-дюймовый сенсорный экран 4K
Длина волны	808нм или 755нм 808нм 1064нм
выстрелы	50 миллионов выстрелов
Энергия	10~150 Дж/см ² , регулируемая
Частота	1-10 Гц
Охлаждение	Высокоскоростное охлаждение Double TEC Воздушная и закрытая циркуляция воды Лечебная головка с регулируемой температурой охлаждения полупроводников
Мощность	3500 Вт
Размер пятна	12*24 мм или 12*36 мм на выбор
Напряжение	110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор
Вес нетто	35 кг
Вес брутто	45 кг

7 * 24-часовой онлайн-сервис!

Добро пожаловать на консультацию!