

## Описание продукта

---

### Преимущества




1,3 волны 1064нм диод 808нм 755нм, 3 в 1 можно использовать для всех типов кожи

Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт для опций  
2. Большой размер пятна 12\*20 мм , 12\*35 мм Средство для удаления волос на лице и теле!

3. Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.

4. Долгая жизнь: двойная гарантия жизнеобеспечения

**Ручка аппарата для удаления волос с диодным лазером :**



## Different spot size Handle color optional



12\*20mm



12\*35mm



12\*20mm



12\*35mm

**Безопасное использование** Для всех типов кожи

Алекс 755nm для светлая кожа

Скоростной диод 808nm для желтая кожа

Длинный импульс 1064 nm для более темная кожа

# Treatment effect



## Программное обеспечение

1. Мужчина и женщина, 6 частей тела, 6 типов кожи настройка умного софта
2. 6 вариантов языка, ваш родной язык можно добавить
3. OEM доступная служба программы (логотип/система...)



Наименование товара	Аппарат для удаления волос Laser Ice Platinum
Лазерная планка	Импорт из Германии/США, 8 бар, 10 бар, 12 бар, 16 бар
Длина волны	755нм 808нм 1064нм/ или одиночный 808нм
Энергия	0-150Дж/см2
Частота	1-10 Гц
Ширина импульса	