



Прошел медицинский CE, ISO13485, серьезно

Гарантия два года, обслуживание навсегда.

Наша команда по продажам предоставит профессиональную консультацию, прежде чем вы купите машину.

Доступно бесплатное техническое обучение для дистрибьюторов.

Видео оператора доступно для всех покупателей.

Бесплатное техническое обновление.

Он-лайн поддержка по Skype, видео на Youtube и по электронной почте.



### Детали ручки

Лечение аппаратом для эпиляции Ice Platinum Laser

1. Лазер технический, подходит для всех типов кожи и волос.
2. Ручки: 1000 Вт или 1200 Вт, размер одного пятна 12\*20 мм, другого 12\*35 мм.
3. Быстрая обработка: частота 1-10 Гц, лазерные стержни, импортированные из США.

4. Непрерывная работа 12 часов: воздух вода уникальная система охлаждения TEC мощностью 1200 Вт, регулирует постоянную температуру воды 24 °С, обеспечивает работу машины. непрерывно весь день, даже летом без кондиционера лазерной эпиляции  
**Аппарат для лазерной эпиляции мощностью 1000 Вт, 1200 Вт или 1600 Вт.**

One minute cooling -27°C

Best **TEC Cooling** system  
hair remover laser



#### Ручка

Ручка 1,12\*20 мм может использоваться на небольших частях тела, таких как удаление волос на лице и в других местах.

2,12\*35 мм можно использовать на больших частях тела, таких как спина, рука и нога

3. С импортным лазерным стеклом из США, сильная энергия, самый длинный срок службы. лучший лазер в этой линейке лазерной эпиляции

**350g** lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**




>>Germany Emitter, strong Энергия

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>> 1-10Hz fast Частота

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.




# Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area



Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal



Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

Лазер содержит четыре длины волны на выходе, имеет широкий спектр применения.

Обладает определенным терапевтическим эффектом по устранению красноты.

полоски крови, варикозное расширение вен, противовоспалительное, удаление волос, отбеливание и омоложение кожи.





## Система экрана

### Экран

- 1) Сенсорный экран: 12,4 дюйма, прост в эксплуатации.
- 2) 6 языков на ваш выбор.
- 3) Цвет на выбор, также ваш логотип может быть размещен на экране и корпусе машины бесплатно

Модель

Титановый лазер для эпиляции

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип лазера                 | Удаление волос титановым лазером                        |
| лазерная полоса            | 12 бар, 1200 Вт, 10 бар 1000 Вт, импорт из США          |
| Система отображения        | 12-дюймовый сенсорный экран истинного цвета             |
| Выстрелы из лазерной ручки | 40 миллионов раз                                        |
| Energy                     | 10~150 Дж/см <sup>2</sup> , регулируемая                |
| Длительность импульса      | 40 ~ 800 мс регулируемый                                |
| Frequency                  | 1~10 Гц                                                 |
| Система охлаждения         | Конденсатор ТЭЦ 1200Вт                                  |
|                            | Циркуляция воздуха и воды                               |
|                            | Лечебная головка с полупроводником                      |
| Размер пятна               | регулируемая температура охлаждения<br>12*20мм, 12*35мм |
| Температура кристалла      | -10~3°C                                                 |
| Требуемая мощность         | АС220/110В, 50/60Гц                                     |

## Custom Section


### CASE dedign



### LOGO design



### SYSTEM design



### Профиль компании



## OUR TEAM


There are more than 100 members of production team in our factory.



## OUR COUNTRIES

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market ,  
mainly used on North America ,  
South America Europe  
60, 000+ Customers Business development  
in 102+ countries...





## Customer visit



О миглианке:

Weifang Mingliang electronics Co., Ltd (аббревиатура: MLKJ) является высокопрофессиональным и опытным производителем косметических средств.

оборудование в Китае, у нас есть профессиональный производственный отдел, отдел контроля качества, отдел складирования и продажи и обслуживания

Отдел. Наши продукты широко используются в салоне, клинике и дома. Рынок по всему миру, включая Европу, Северную Америку, Азию и

Так далее. Наша компания 13 лет работает в индустрии красоты и обращает внимание на качество и цену продукции.

Упаковка продукта

1. Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd (аббревиатура: MLKJ) имеет 13-летний опыт работы в индустрии красоты.

2. У нас есть профессиональный производственный отдел исследований и разработок

3. Отдел контроля качества, складской отдел и отдел продаж и обслуживания.



# PACKING

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention  
collision bubble

Two- year warranty for machine  
handle as consumable,  
one-year warranty

Tight packaging

Training:  
(video +manual+online service)  
can keep you operate it easily



3-5 business days  
delivery

professional guide:  
24 hours professional online  
customer service