



Преимущество

- Машина сертифицирована ROHS и медицинским CE.
- 3 в 1 – три лазерные технологии в одном аппарате
- Александритовый, диодный и Nd:YAG лазеры – лечат все типы кожи.
- Простота в эксплуатации
- Доступно онлайн-обучение.
- 50 миллионов снимков на наконечник!

Ручка дисплея

Ergonomic design

12°24mm

755nm 808nm 1064nm

Comfortable
painless hair removal

Mild cooling
No irritation

+

+

Optional flare

Cooling -25°/-23°C



ONLY 350G
HANDLE



Medical diode laser

50000000+shots
can treat 10000+clients

- *Not easy to be burned
- *Low maintenance cost
- *Stable quality



* Контролирует температуру аппликатора 1000 раз в секунду.

*Поддерживает температуру на протяжении всего сеанса, обеспечивая комфортное и безопасное лечение. *Отсутствие простоев на охлаждение означает более высокую производительность вашей клиники.

*МОЩНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ *Оптимальная длина волны 755 нм 808 нм 1064 нм

*Высокая пиковая мощность 2000 Вт, плотность энергии до 150 Дж/см²/см² *Размер пятна 12x24 мм

Система экранов



*Большой сенсорный цветной экран с передовым интуитивно понятным и простым программным обеспечением для взаимодействия человека с компьютером.

*Добавьте свой язык бесплатно.

Эффект лечения



Before and After

Treatment comparison



1. Безболезненно. Кончик наконечника охлаждается до 0-3С, что делает лечение комфортным и эффективным.

2. Ранние результаты лечения. 2-3 сеанса лечения могут показать постоянные результаты.

3. Практически безболезненно, контакт с сапфиром Real-5С несравненно более комфортен и безопасен.

Профиль компании





High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

NQA13485, CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd (аббревиатура: MLKJ), расположенная в Шаньдуне, Китай. Мы работаем в этой области более 15 лет и имеем огромный опыт в проектировании и производстве. Наши самые популярные машины, включая диодный лазер 808 нм, IPL-машину, SHR-машину, Nd-YAG-лазер, кавитационную машину для похудения тела, пикосекундный лазер... были проданы более чем в 102 странах. Мы так очень рад, что наша продукция принесла пользу нашим клиентам по всему миру.

Пожалуйста, пришлите мне запрос на лучшую цену!