



\* Красота лица и борьба со старением: с помощью операционной головки для лица он может оживить фибробласты человека для выработки коллагена, эластичных волокон, гиалуроновой кислоты и других веществ, а также восстановить жизненные силы кожи; Может решить проблему желтоватого тусклого цвета кожи лица, нечеткости контура, отсутствия эластичности, сухости кожи, морщин, второго подбородка и депрессии на лице.

\* Формирование стройного тела: для разложения адипоцитов, разложения липидов, мышечную энергию, уменьшения объема жира, подтяжки кожи, формирования эффекта. Он может решить проблему накопления целлюлита, ожирения тела, оранжевой ткани кожи, отеков влаги и т. д.

Преимущества и характеристики

1. Ручка корпуса оснащена 2,8-дюймовым сенсорным экраном, которым легче управлять и настраивать.
2. Нет необходимости делать косметологу трудоемкий массаж, простая операция безопасна.
3. Притяжение отрицательного давления преобразования частоты: чистое физическое свойство не повреждает кожу, лучший эффект - самый глубокий.
4. Двусторонний силовой ролик: поверхность контакта шире, функциональная область больше, глубина функции глубже.
5. Персональная эксклюзивная цанга: глубокий трехмерный эффект, интеллектуальная бесступенчатая глубина стимуляции скорости отличается.



Кавитация 80K: основанная на использовании низкочастотных ультразвуковых волн, она создает в организме явление, называемое «кавитацией». Кавитация возникает, когда ультразвуковые волны вызывают образование и взрыв крошечных пузырьков в жидкости, окружающей жировые клетки, заставляя их распадаться. Он может быть эффективен для уменьшения проявлений целлюлита, тонизирования и укрепления кожи, а также уменьшения окружности обработанных участков.

Многополюсный RF: он использует электромагнитные волны, которые воздействуют на кожу, и волны проникают через поверхность кожи и достигают более глубоких слоев, заставляя ткани вибрировать и генерировать тепло. Таким образом, стимулирует распад жировых клеток.

Вакуумный RF: сочетает в себе технологии вакуумного всасывания и RF-технологии. Вакуумное отсасывание используется для массажа и манипуляций с кожей, а радиочастотная технология используется для нагрева глубоких слоев кожи, способствуя выработке коллагена и разрушению жировых клеток.



RF-катки для удаления жира, 3D-машина для похудения с отрицательным давлением

