



Скульптурная машина для похудения тела машина для похудения ems машина для лепки тела ems лепка машина для коррекции контуров тела машина для похудения



# EXFU FindX

*Illuminate your beauty*

Strip design

4 Handles

Compact system

Multifunctional

## Как работает эта машина?

Он использует импульсный электромагнитный импульс высокой интенсивности для наращивания мышц и тонуса живота, рук, ног и ягодиц.

# Four handles work together

Level + Time +


READY min sec

Welcome

30 Mins Treatment = 30,000 Workouts

## Наращивание мышц

Интенсивные сверхмаксимальные сокращения стимулируют реакцию мышц. Энергия восстанавливает внутреннюю структуру, вызывая повторный рост мышечных клеток, создание белков и цепочек мышечных волокон. Эта процедура приводит к более высокой плотности и объему мышц.



#### Удаление жира

Наращивание мышечной массы улучшает высвобождение адреналина, что дает очевидный эффект, приводящий к сверхмаксимальным липолиз в жировых клетках.

Циркуляция лимфатической улучшение

Электромагнитные волны стимулируют гемоглобин, усиливают кровоток, лимфоток. Процедура увеличивает, что мертвые жировые клетки устраняются естественным путем.

Высокая интенсивность

TeslaSculpt на основе высокоинтенсивной магнитной энергии, которая могла бы охватывать большие скелетные мышцы человеческого тела, и этот высокий энергетический уровень позволяет мышце реагировать на глубокую перестройку ее внутренней структуры.

# SCREEN 4K HD



**4 аппликатора магнитной стимуляции для решения всех ваших проблем независимо или одновременно**

## Effect comparison



Before

Five weeks later

Eight weeks later



Before

After a month

Before

After a month



Before

After a month

Before

After a month

ems лепка машина для коррекции контуров тела машина для похудения

**Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации о продукте  
24 часа онлайн!**