

Hair Removal+Tattoo Removal

# 2in1 machine



Diode laser handle




Picosecond handle



Пикосекундное лазерное удаление татуировок 532 755 1320 1064 нм  
Лазерная машина для удаления татуировок Q Switch ND YAG

## Machine introduction



Качество мастера, отражает мельчайшие детали Рациональный дизайн 1. Изделие имеет новый внешний вид и в основном продается как горячая модель 2. Регулируемый кронштейн ручки, прочный и долговечный 3. Нескользящая ручка, эргономичный дизайн 4. Соединительная трубка с расширенной обработкой

# 5 TREATMENT HEADS

A solution to a variety of skin problems

532: Remove colored tattoos.

755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin

Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect




Наименьший размер 1. Принять основные компоненты медицинского оборудования. Размер машины меньше. 2. Меньшая трансграничная перевозка, чем у обычных машин. 3. Ручка меньше и удобнее в использовании.



5 лечебных головок, съемная и вращающаяся конструкция с внешней проволокой

1. 532: Удалить цветные татуировки.
2. Сотовая насадка 755: используется для удаления пигментных пятен, веснушек и хлоазмы. небольшое повреждение кожи
3. Регулируемый параметр 1064: для удаления татуировок, очистки бровей.
4. Нерегулируемый параметр 1064: используется для удаления татуировок и очистки бровей.
5. 1320: обработка большой площади, большое пятно, быстрая скорость обработки и хороший эффект.


# Working Principle




Импортированный каменный кассетный механизм Q-переключателя, весь твердотельный лазер, без замены Q-переключателя.

Удаление татуировки. Удалите черные, синие, коричневые и красные пигменты татуировки на бровях, линии глаз, линии губ и других частях тела. Удалите родимые пятна, невусы и кожные пятна. Мгновенная взрывная обработка высокой лазерной технологией, международный стандарт производства, строгие технические испытания.


Решение различных проблем кожи.



Original pigment



Traditional laser




Picosecond Laser



# DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



Профессиональный аппарат для лазерной эпиляции nd yag 2 в 1, многофункциональное косметическое оборудование

- \* США или Германия импортировали лазерный стержень Dilas, более длительный срок службы.
- \* Более 50 миллионов выстрелов, более 3 лет не нужно менять новую ручку.
- \* 3 волны 1064 нм 808 нм 755 нм, можно использовать 3 в 1 для всех типов кожи



800/1000/1200/1600W

**50 Million Shots**

**USA / Germany Imported Laser Bar**

**755nm+808nm+1064nm**



**ALEX 755nm**

**For white skin**

(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**

**For yellow neutral skin**

(brown hair removal)



**YAG 1064nm**

**For black skin**

(black hair removal)

Безопасное использование для всех типов кожи

1. Alex 755nm для светлой кожи

2. Скоростной диод 808 нм для желтой кожи

3. Длинный импульс 1064 нм для более темной кожи

# CLINICAL EFFECT



Экранный дисплей

Большой сенсорный экран с диагональю 12,1 дюйма, полноцветный

Супер крутой сенсорный опыт

6 языков на ваш выбор, можно добавить специальный язык

Принимаются услуги OEM, такие как настройка параметров, включая объем энергии/свободы/времени



## Dual Handles in One System

Work simultaneously or independently  
faster treatment for more profits

**Более подробную информацию о продукте и методах применения, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами!**  
**Онлайн-сервис 7\*24 часа!**