

Exceeding your expectations

The most professional beauty machine customization service

Surrounded by a whole set of services

Making the purchasing experience wonderful



24-Hour online
After-sales service



15 Years Laser Beauty
Device Manufacturer



OEM Factories
Support customization

Окружен целым набором услуг, что делает покупку незабываемой. Превзойдя ваши ожидания, самая профессиональная услуга по настройке косметического оборудования

High-Intensity Focused Ultrasound

Anti-Wrinkle & V- shape face rebuilt



Лазерное омоложение кожи, машина для похудения тела и лица, система омоложения кожи, фокусированный ультразвук 11D 11D HIFU


Описание продукции



Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

7 CARTRIDGES + 4 GUN HEADS


1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm for face treatment
6.0mm, 9mm, 13mm for body treatment.




MF2.0MM

Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology


"Special cartridge for eyes treatment"



Используйте высокоэнергетический ультразвук, фокусируясь на месте лечения, чтобы ткани кожи создавали тепло, и создавали высокоскоростные фрикционные клетки для стимуляции коллагена. Такой тепловой эффект не повредит эпидермис, поскольку обработка обеспечивает быстрый и прямой доступ к месту лечения в течение 0-0,5 секунды, не касаясь окружающих тканей и может передаваться непосредственно в систему поверхностных сухожильных мембран (SMAS), поэтому его можно сделать упругую кожу, одновременно подтягивая мышечный слой, тонкое лицо до прогрессивного эффекта.



Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Модель	7D-терапевтическое устройство сфокусированного ультразвука
Имя	Фокусированный ультразвук высокой интенсивности

Ручки	Лицо: 1,5 мм, 3,0 мм, 4,5 мм
	7Д ВЧ: МФ2/6/9/13 Л4-4,5 Л7-1,5 Л7-3,0
Выход энергии	0,1-2,5 Дж (0,1 Дж на шаг)
Пространство между точками	1,0 мм-4,0 мм
Длина выстрела	5 мм-25 мм
выстрелы	Каждый патрон 300000 выстрелов.
Размер экрана	15 дюймов
Напряжение	110-240 В, 50/60 Гц

Comparison before and after use



Омоложение кожи с помощью цветного сенсорного экрана

1. 15,6-дюймовый большой сенсорный экран, гуманизированный дизайн
2. Мужской/женский, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. Английскийваш родной язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

EXFU Seiko



11D HIFU

Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System



SAFE



EFFECTIVE



MULTI-DEPTH



[Добро пожаловать, чтобы получить более подробную информацию о продукте!](#)