



Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours

One minute cooling -21°C



Best **TEC Cooling** system
hair remover laser

- * США или Германия Дилас импортировали лазерную батонку. (Новейшее и лучшее качество золотой лазерной батончки)
- * Более 40 миллионов выстрелов, более 3 лет не нужно менять новую ручку.
- * 755 808 1064 нм для всех волос для волос для волос

1000 Вт, 1200 Вт, 1600 Вт большая мощность для свободного выбора
12 * 20 или 12 * 35 мм

350g lightweight **handle**, more ergonomic


Available in **black or white**




High-quality
laser bars
imported from
USA

1000/1200/1600ww high power



Fast hair removal



▶ 10bar
1000W




▶ 12bar
1200W



▶ 16bar
1600W

For all skin types



755nm / 808nm / 1064 nm




Охлаждение 755 808 1064 диодная лазерная машина для удаления волос

* Включите машину, немедленно охлаждение, немедленно удаление волос


* Хорошее охлаждение длиннее ручка срок службы

* Реальный лед безболезненный эффект удаления волос

Эффект лечения



12 * 20 мм или 12 * 35 мм Spot Размер подходит для всех деталей удаления волос
3 --- 5 сеансов достичь идеального результата удаления волос, удаление постоянных
волос



14-дюймовый большой сенсорный экран 755 808 1064 диодная лазерная машина для удаления волос

- * Человек и выбор женщины для всех запчастей удаление волос
- * Любой язык, который вы хотели
- * Бесплатный логотип
- * Индивидуальная служба экрана

The new 14-inch screen is clear
easy to operate.



OEM/ODM SEVRICE

3D LOGO with luxurious texture.