

The advertisement features a white, wheeled medical device on the left with two long handles and a control panel. On the right, a woman in a black sports bra and leggings is shown from the back, highlighting her toned physique. The background is a solid light gray.

Magnetic Muscle Sculpting

Shape the perfect figure

Understand more

Описание продукта



Как работает эта машина?

Он использует импульсные электромагнитные импульсы высокой интенсивности для наращивания мышц и тонуса живота, рук, ног и ягодиц.

Наращивание мышц

Интенсивные сверхмаксимальные сокращения стимулируют реакцию мышц. Энергия восстанавливает внутреннюю структуру, вызывая повторный рост мышечных клеток, создание белков и цепочек мышечных волокон. Эта процедура приводит к более высокой плотности и объему мышц.



Удаление жира

Наращивание мышечной массы улучшает высвобождение адреналина, что дает очевидный эффект, приводящий к супрамаксимальному липолизу в жировых клетках.

Циркуляция лимфатической улучшение

Электромагнитные волны стимулируют гемоглобин, усиливают кровоток, лимфоток. Процедура способствует естественному удалению отмерших жировых клеток. **КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ**


Высокая интенсивность

TeslaSculpt основан на высокоинтенсивной магнитной энергии, которая может охватывать большие скелетные мышцы человеческого тела, и этот высокий уровень энергии позволяет мышцам реагировать с глубокой перестройкой их внутренней структуры.






Work principle



Treatment demonstration



Before and After



Abdominal weight loss



Arm weight loss



Leg weight loss



Leg weight loss

Высокая интенсивность

TeslaSculpt на основе высокоинтенсивной магнитной энергии, которая могла бы охватывать большие скелетные мышцы человеческого тела, и это высокий уровень энергии позволяет мышце реагировать с глубокой перестройкой ее внутренней структуры.

Более сильная стимуляция

Двухслойная катушка создает более сильные и сильные электромагнитные эффекты высокой интенсивности.

Технология жидкостного охлаждения

TeslaSculpt оснащен аппликаторами с жидкостным охлаждением, которые обеспечивают длительную работу без перегрева.

Двойная скульптура

Два аппликатора магнитной стимуляции для решения всех ваших проблем независимо или одновременно.



BUILD MUSCLE

The muscle contracts 30000 times with high frequency and intensity, so as to train and increase muscle density and volume

REDUCE FAT

The ultimate

contraction of muscle needs a large amount of energy supply, so the fat cells beside the muscle are also consumed, leading to natural apoptosis and effective reduction of fat thickness



Muscle Sculpt

Exercising the abdominal muscles, shaping the vest line / exercising the hip muscles, creating the peach hips / exercising the abdominal oblique muscles, and shaping the mermaid line.