


Обслуживание ОЭМ/ОДМ

Любой стиль, любой цвет, который вы хотели



You'll get

Two major service guarantees
Worry-free after-sales

01 Professional after-sales group

24 hours offers the solution
Solve problems quickly with your active cooperation

02 Free maintenance

Warranty period, Send your replacement parts for free

MLKJ

Диодный лазерный станок

4 в 1 можно использовать для всех типов кожи

Лазер содержит четыре длины волны на выходе, имеет широкий спектр применения.

Обладает определенным терапевтическим эффектом по устранению красноты.

полоски крови, варикозное расширение вен, противовоспалительное, удаление волос, отбеливание и омоложение кожи.


FOUR wavelengths



*The laser four wavelengths equipped with ,
Has a wide range of applicability.
It has a certain therapeutic effect on
hair removal, whitening, and skin rejuvenation.*

Преимущества

- * Лазерный стержень Dilas, импортированный из США или Германии.
- * Более 40 миллионов выстрелов, более 3 лет не нужно менять новую ручку.
- * 4 волны 1064 нм 940 нм 808 нм 755 нм, 4 в 1 можно использовать для всех типов кожи
- * Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1200 Вт / 1600 Вт для опций
- * Размер пятна медицинской ручки 12*20 мм, 12*38 мм, решение для удаления волос на лице и теле!
- * Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.
- * Долгий срок службы: 40 миллионов выстрелов



Дисплей ручки

1200 Вт, большая мощность 1600 Вт на свободный выбор

Размер пятна 12*20 или 12*38 мм

* Медицинская ручка 350 г, легкий вес, бесплатная быстрая обработка скольжения

* С индикатором, чтобы показать рабочее состояние (на машине и ручке), безопасно использовать



* включить машину, немедленно охладить, немедленно удалить волосы

* хорошее охлаждение, длительный срок службы ручки

* настоящий ледяной эффект безболезненной эпиляции

Has a wide range of applications



+



+



+



755NM

Sebaceous Gland

808NM

Bulge


940NM

Skin rejuvenation

1064NM

Hair Bulb

1. Алекс 755nm для светлой кожи
2. Скоростной диод 808nm для желтой кожи
3. Длинный импульс 1064 nm для более темной кожи



Эффект лечения

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Экранный дисплей Программа машины

1. 14-дюймовый большой экран, быстрое касание
2. Мужской и женский, 6 частей тела, 6 типов кожи, настройка умного программного обеспечения
3. 6 вариантов языка, можно добавить ваш родной язык

4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

5. Обслуживание OEM/ODM

>>OEM your own machine body

>>OEM your own program software

>>OEM pretty machine colors

>>Print your LOGO on machine body and screen

>>R & D team and Quality inspection Show

6. Дисплей сертификата

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



Дизайн НИОКР Команды дизайнеров и разработчиков из США и Германии.

Стандартная производственная линия. Сертифицированная и проверенная производственная линия и группа контроля качества.

Больше всего мы заботимся о том, чтобы высококачественная продукция была стандартом для поддержания сотрудничества.