



DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

- SUPER ICE PAINLESS EXPERIENCE
- PERMANENT HAIR REMOVAL
- COMFORTABLE HAIR REMOVAL

1min} Fast and painless hair removal
One minute cooling -21°C

Четыре преимущества

1,3 волны 1064нм диод 808нм 755нм, 3 в 1 можно использовать для всех типов кожи


Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт для опций

2. Большой размер пятна 15*25 мм, 12*35 мм Средство для удаления волос на лице и теле!

3. Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.

4. Долгая жизнь: двойная гарантия жизнеобеспечения


3 in 1 all skin type can be used



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Аппарат для удаления волос с платиновым диодным лазером.

- Нет пигментации. Подходит для любого типа кожи;
- Подходит для любого типа кожи ;
- Безопасно и быстро.
- Международный золотой стандарт удаления волос;
- оптимальная длина волны лазера;

TEC cooling system

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.

handle weighs only 350g

Available in **black or white**



Большой размер пятна: ручка весит всего 350 г! Решение для удаления волос на лице и теле 15*25 мм, 12*35 мм!

working principle

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth



Ручка аппарата для удаления волос с диодным лазером: быстрое охлаждение, безболезненное лечение.



волны лазерные комбайны 755нм 808нм 1064нм, подходит для ухода за всеми типами кожи и волос.


755 нм для удаления волос на белой коже (тонкие/золотые волосы).

808нм для удаления волос с желтой (натуральной) кожи.

1064нм для удаления волос с черной кожи (черных волос).

Аппарат для удаления волос с платиновым диодным лазером до и после

Treatment effect comparison



Применение: сравнение эффекта лечения

Аппарат для удаления волос с диодным лазером ICE Platinum для безопасного и постоянного удаления волос на любой коже

Длина волны/тип лазера	Ледяной платиновый диодный лазер для удаления волос цена лазера 755/808/1064
Власть	3000 Вт;
Выходная мощность лазера	0-150 Дж/см2 (регулируется)
Ширина лазерного импульса	10-800 мс (регулируется);
Частота импульсного выхода	1-10 Гц;
Размер пятна	вариант 15*25мм ² /10*20мм ²
Оперативный ЖК-интерфейс	10,4 TFT сенсорный ЖК-экран True Color
Система охлаждения Лазерная полоса:	ВодавоздухТЭЦ конденсатор Вариант с 10 или 12 шт барами
Размер машины	105*40*40см
Размер посылки:	115*59*61см
Вес нетто	35 кг
Электрический источник	220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц

Комментарии покупателей

Экран для ледяной платиновой диодной лазерной эпиляции

About the Shipping

**We can offer the door to door services
by air or by sea** just depend on your actual request.

Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX...



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Срок поставки:	3 рабочих дня.
Способ доставки:	Экспресс-сервис от двери до двери, такой как DHL, UPS, FedEx, TNT и т. д.
Упаковка:	Алюминиевая коробка с пеной