

Power upgrade

Make your hair removal faster



Четыре преимущества


1,3 волны 1064 нм диод 808 нм 755 нм, 3 в 1 можно использовать для любого типа кожи

Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт для опций

2. Большой размер пятна 15*25 мм, 12*35 мм Решение для удаления волос на лице и теле!

3. Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, без простоев 24 часа.

4. Долгая жизнь: двойная гарантия жизнеобеспечения



Аппарат для лазерной эпиляции с ледяным платиновым диодом.

- Никакой пигментации. Подходит для любого типа кожи;
- Подходит для любого типа кожи;
- Безопасно и быстро.
- Международный золотой стандарт удаления волос;
- Оптимальная длина волны лазера;

Our vs Other

 ✓ The screen of the handle does not freeze, and the capacitive screen system is operated by sliding	 ✗ Controller screen freezes, single-point operation
 ✓ 350g, smaller and lighter, more convenient for treatment	 ✗ The industrial handle is large and heavy, which makes the healer tired
 ✓ Customizable single band cooling for one minute, no need to wait during treatment, continuous cooling improves efficiency by 50%	 ✗ The replacement head is easy to get dust and burn out, cooling is slow, and you need to wait during the treatment process.
 ✓ Handle cooling piece×3,It can truly cool down in one minute and work 24 hours a day.	 ✗ There is only one handle cooling piece, which takes a long time to cool down. You need to wait for the handle to re-cool during the treatment process.
 ✓ Customer feelings:Good,The treatment has a micro-needle feel and is relatively comfortable.	 ✗ Customer feelings:Poor,The treatment felt like micro-needle, and there was obvious heat pain I couldn't tolerate it after 20 seconds, so I stopped and started again.
 ✓ Treatment without waiting	 ✗ Need to cool again during treatment

Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-ТЕС, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, без простоев 24 часа.



Большой размер пятна: ручка весит всего 350 г! Решение для удаления волос на лице и теле размером 15*25 мм, 12*35 мм!



Ручка аппарата для удаления волос диодным лазером: быстрое охлаждение, безболезненное лечение.

MULTI-SCREEN LINKAGE

HANDLE WITH LARGE SCREEN, FREE INTERACTION WITH THE MAIN SCREEN, NO DELAY,
CAPACITIVE SCREEN SYSTEM SLIDING OPERATION



STABILIZE



SMOOTH



HANDLE SCREEN



волны лазерные комбинирует 755 нм 808 нм 1064 нм, подходит для ухода за всеми типами кожи и волос.

755 нм для удаления волос на белой коже (тонких/золотистых волосах).


808 нм для удаления желтых (естественных) волос на коже.

1064 нм для черной кожи (черных волос) эпиляция.

Аппарат для лазерной эпиляции с платиновым диодом до и после льда

permanent hair removal for all skin type

- 755nm suitable for light skin hair removal
- 808nm suitable for neutral skin hair removal
- 1064nm suitable for black skin hair removal



(3 wavelengths of 755nm, 808nm, 1064nm lasers effectively target melanin)



Higher power compressor

Ensure the best cooling effect



20%



New filter

- Double filtering
- Ensure clean water quality
- No need to change frequently



New upgrade
Italian water pump

Lifespan increased by
500%

Применение: Сравнение эффекта лечения

Аппарат для лазерной эпиляции ICE Platinum Diode для безопасного и постоянного удаления волос на любой коже.

Длина волны/тип лазера	Ледяной платиновый диодный лазерный аппарат для удаления волос цена лазера 755/808/1064
Мощность	2000 Вт;
Выходная энергия лазера	0-150 Дж/см2 (регулируемый)
Ширина лазерного импульса	10-800 мс (регулируемый);
Частота импульсного выхода	1-10 Гц;
Размер пятна	Вариант 15*25 мм ² /10*20 мм ²

Оперативный ЖК-интерфейс	Сенсорный ЖК-экран True Color 10,4 TFT
Система охлаждения Лазерная планка:	Водавоздухконденсатор ТЕС Вариант батончика на 10 или 12 шт.
Размер машины	105*40*40см
Размер упаковки:	115*59*61см
Вес нетто	35 кг
Электрический источник	220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц

Комментарии покупателей

Экран для аппарата для лазерной эпиляции с ледяным платиновым диодом



Время доставки: 3 рабочих дня.

Способ доставки:	Экспресс-доставка от двери до двери, например, DHL, UPS, FedEx, TNT и т. д.
Упаковка:	Алюминиевая коробка с пеной