



1,3 волны 1064нм диод 808нм 755нм, 3 в 1 можно использовать для всех типов кожи

Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт для опций

2. Большой размер пятна 12*20 мм , 12*35 мм Средство для удаления волос на лице и теле!

3. Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.

4. Долгая жизнь: двойная гарантия жизнеобеспечения

Ручка аппарата для удаления волос с диодным лазером :



Different spot size Handle color optional



Безопасное использование для всех типов кожи

Скоростной диод 808nm для желтой кожи

Длинный импульс 1064 nm для более темной кожи

Алекс 755nm для светлой кожи

Программное обеспечение

1. Мужчина и женщина, 6 частей тела, 6 типов кожи настройка умного софта
2. 6 вариантов языка, ваш родной язык можно добавить
3. OEM доступная служба программы (логотип/система...)



Before and **After**

We help you
Goodbye to the embarrassment



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After