

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Описание продукта

----Безопасное перманентное удаление волос на всех типах кожи; безболезненно, очень комфортно во время лечения;

---- Подходит для любых нежелательных волос на таких участках, как лицо, руки, подмышки, грудь, спина, бикини, ноги...

----Вы можете выбрать ручку 808 нм или 755 808 1064 нм, эффективно обрабатывать все цветные волосы.

---- 1 минута быстрого охлаждения. Частота 1-10 Гц. Лечение быстро!!!-

NEW



NEW



NEW



Для получения более подробной информации о продукте, пожалуйста, отправьте нам запрос сейчас.

У нас работает круглосуточная служба онлайн-связи!

Free to be yourself

1 minute of painless hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours



О ручке

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**





35mm



before

after

Large 3.5cm spot size, and integration of three wavelengths
Hair removal is quick, efficient and convenient





One minute cooling -21°C




Best **TEC Cooling** system
hair remover laser


laser rod imported from America. 10million—40million shots. Permanent hair removal



755nm




808nm



1064nm

755 808 1064nm для всех различных эпиляции кожи.

- * Импортный лазерный стержень США Coherent.
- * 10-40 миллионов выстрелов (новейшая Золотая лазерная полоса)
- * 10 бар 12 бар 16 бар, на выбор.
- * 1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт большая мощность,



Эффект лечения

Before and After

Treatment comparison



