



#### **Преимущества машины для похудения**

1. 30 минут лежания = 5,5 часов упражнений.
2. Неинвазивное лечение без дискомфорта, безболезненно
3. Сокращение жира на 19 %
4. Увеличение мышечной массы на 16%
5. Без простоев
6. Повысить уверенность во внешнем виде
7. Заметные, естественные результаты
8. Простота в эксплуатации и короткое время лечения



# Operation



Hamstring



Thighs




Abdomen




Arm



Hip



# BEFORE AND AFTER



Before

5 Weeks After

8 Weeks After



Before

After



Before

After







# 15 Years Laser Beauty Device Manufacturer

Make your beauty business easier



R & D design Команды дизайнеров и разработчиков из США и Германии.

Сертифицированная и испытанная зрелая производственная линия, группа контроля качества и стандартная производственная линия.

Больше всего мы заботимся о том, чтобы высококачественная продукция была стандартом для поддержания сотрудничества.

# Our Factory Show

**15 Years  
Professional Factory**



**Professional  
Production R & D  
Sales Department**



**Mass production  
of various styles**



**Real Feedback  
of Alibaba**





# Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Упаковка и доставка

# Packing

Safe and thoughtful packaging service



## Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board  
inside aluminum box**



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

Срок поставки: 3-7 рабочих дней после оплаты

Способ доставки: по воздуху, DHL, TNT, Fedex или агент по доставке

Перед доставкой: тестирование видео и фотографий

Гарантия после доставки: 2 года, предлагаем безупречное послепродажное обслуживание.

# CONTACT US



## In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month

## Вопросы-Ответы

Q1. Когда машина будет доставлена мне?

О: мы доставим товар в течение 7 дней после оплаты.

Q2. Оказываете ли вы услуги по обучению?

О: Мы предоставляем услуги онлайн-обучения, после обучения мы вышлем вам сертификат.

Q3. А если машина сломается?

А: По гарантии мы вышлем вам бесплатные компоненты, машина имеет модульную конструкцию. Каждая деталь легко заменяется.

Q4. Как произвести оплату?

А: Мы принимаем оплату Alibaba Trade Assurance, банковский перевод, Western Union, VISA.

Q5. Что с гарантией?

О: 2 года на корпус машины, 1 год на ручку. По гарантии, если ручка сломается, мы вышлем вам новую ручку.