



Функции

1. Отсутствие травм кожи и волосяного фолликула; нет риска образования рубцов.
2. Мгновенная струйная высокотехнологичная лазерная технология, международный стандарт производства, строгое техническое испытание.
3. Импортированный каменный кассетный механизм добротности, весь твердотельный лазер, без замены добротности.
4. Безболезненное лечение, небольшой побочный эффект.
5. Простота в эксплуатации.



Подбор цвета

Мы можем настроить цвета, которые вам нужны, в соответствии с вашими потребностями.

Product **Features**



Ручка для лазера ND YAG

1064 нм длина волны: избавьтесь от веснушек и желто-коричневого пятна, татуажа бровей, неудачной татуировки линии глаз, татуировки, родимого пятна и невуса Ота, пигментации и возрастного пятна, невуса черного и синего, алого красного, темно-кофейного и т. д. глубокого цвета.

532 нм длина волны: избавьтесь от веснушек, татуажа бровей, неудачной татуировки линии глаз, татуировки, линии губ, пигмента, телеангиэктазии в мелком красном, коричневом и розовом цвете и т. д. удаление пигмента.

1320 нм Профессионал для омоложения кожи и глубокой очистки лица, удаления черных точек, подтяжки и отбеливания кожи, омоложения кожи.

5 therapeutic **Heads**

■ 532 & 1064: removing tattoo, eyeliner and lip line

■ 1320: black-faced doll whitening and whitening skin

■ Adjustable 532 & 1064: removing large-area tattoos



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm

Working Principle



Treatment Effect






Экран машины для удаления татуировок лазера ND yag, принимаем обслуживание OEM

SCREEN IMAGE



Machine **Parts**



Product **Advantages**

