



### **755 808 1064nm lazer diyet epilasyon avantajı**

1. Teknolojiden 755 808 1064 nm.
2. Tüm cilt ve tüylerin çıkarılması için.
3. Saç köklerinin ürettiği ısı birikimi için etkilidir, Kalıcı Ağrısız epilasyon.
4. Ciltte hemen hemen hiç saçılma, cilde ve ter bezlerine zarar vermeme, iz bırakmama, herhangi bir yan etki oluşturmama
5. 3'ü 1 arada soğutma sistemi: Hava Soğutma Su Soğutma TEC Soğutma 3'ü 1 Arada Sistem.24 saat çalışma yeteneği
6. 12\*35mm Büyük Nokta Boyutu, orijinal 1/5 için tedavi süresini azaltın
7. Ücretsiz Logo ve dil ekleyin

**Yüz, kollar, koltuk altları, göğüs, sırt, bikini, bacaklar gibi bölgelerdeki istenmeyen tüyler için uygundur...**

Aynı zamanda cilt yenileme ve cilt sıkılaştırma özelliğine de sahiptir.



## Ürün Açıklaması



**1** 3wavelengths diode laser  
755+808+1064

**2** Bigsoptsize  
12\*20mm<sup>2</sup>  
12\*35mm<sup>2</sup>

**3** TECPlus  
Cool and comfortable experience



### Kol Detayları:


- 1) Diyet lazer epilasyon ağrısızdır
- 2) Tüm cilt tiplerinde güvenli kalıcı epilasyon
- 3) Ağrısız epilasyon için donmuş buz soğutma safir kristal.

### Ağrısız, buz gibi konforlu tedavi süreci

## Different spot size Handle color optional



- 1) İtalya'dan ithal edilen yüksek basınç pompasını kullanın, 40.000.000 daha uzun kullanım ömrü
- 2) 2 Filtre, 1 filtre suyu yumuşatmak için, 1 filtre kirlilik ayırımı için.
- 3) Yüksek güç, güçlü enerji, iyi epilasyon etkisi elde edin.



### Yeni kol tasarımı

755 808 1064 nm Teknolojisi

Spot boyutu 12\*20mm, 10 bar 1000w veya 12bar 1200w

Spot boyutu 12\*35mm, 16 bar 1600w.

Tüm cilt ve saç tipleri tedavisi için uygundur.

# Treatment Effect



**Daha fazla ayrıntı için lütfen bizimle iletişime geçin!  
24 saat çevrimiçi!!**