



Medical Diode Laser Hair Removal

1800W+1200W handles

Neden tüm gzellik salonları ve gzellik uzmanları titanyumu tercih ediyor?

1. Profesyonel. st dzey gzellik makinesi alanında 15 yıldan fazla deneyime sahibiz.
2. Gvenlik. cilt ve ter bezlerine yan etkisi yoktur, iz bırakmaz.
3. Ağrısız epilasyon saęlayan hızlı soęutma.
4. Popler. çl dalga boyu: 755nm 808nm1064nm, tm cilt tipleri iin uygundur, siyah tenli ince tylerin tm kolayca ıkarılabilir.
5. Yksek enerji. Lager nokta boyutu, 50 milyon atıř, kıl kklerini etkili bir řekilde yok eder, kalıcı epilasyon.

Kolu gsterisi

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



- >>> Big Spot Büyüklüğü 12*20mm, 12*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment



>>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment
>>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)




YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair removal





- * Süper havalı dokunma deneyimi sunan 4K 14 inç Ekran.
- * OEM hizmeti kabul edilir. ayar parametresi tamam.
- * Logonuzu ve dilinizi ücretsiz ekleyin

Şartname Diod Lazer Epilasyon Makinesi

Öge	Dikey 755nm808nm1064nm diyot lazer
lazer tipi	Diyot lazer tıbbi lazer çubuğu: 10 bar/15 bar
Her çubuğun gücü	120w/Bar ile Medikal
Ekran sistemi	14 inç gerçek renkli dokunmatik ekran
dalgı boyu	808nm/755nm/1064nm
Spot Size	12*24mm ² /12*36mm ² ile Medikal
Lazer sap ömrü	En az 40 milyon atış
Enerji	10-150 J/cm ² ayarlanabilir (isteğe bağlı 150J/cm ² 'ye kadar)
Nabız Süresi	30~400ms ayarlanabilir
Sıklık	1,0-10Hz;
Soğutma sistemi	Kompresörhavyakın su sirkülasyonu
Kol Gücü	1000w/1200w/1600w/1800w
Makine Gücü	4000w
Elektrik kaynağı	220V/50HZ veya 110V/60HZ
kristal sıcaklığı	-20~3°C
makine sıcaklığı	24°C
Güç gereksinimi	AC220V/110V 50~60Hz

makine gösterisi

Free Shipping

Custom Logo

Hot Selling Big Spot



Medical diode laser Hair removal machine

V19



diyot lazer epilasyon tedarikçisi
diyot lazer makinesi üreticileri
diyot lazer makinesi tedarikçisi epilasyon makinesi fabrikası
spa lazer epilasyon makinesi
diyot lazer epilasyon makinesi toptan satış
Daha fazla ayrıntı için lütfen bize danışın.
24 saat çevrimiçi!