

Halihazırda 102 ülkeden müşterilerin iyi iş yapmasına yardımcı oluyor.

Seçebileceğiniz çeşitli şablonlar.

### Ürün Açıklaması




### Avantajlar


- 1.3 dalga Yag 1064nm Diyet 808nm Alex 755nm, 3'ü 1 arada tüm cilt tipleri kullanılabilir  
Yüksek güç: Seçenekler için YENİ 1000W/ 1200W /1600W kol
2. Büyük nokta boyutu 15\*25mm, 12\*20mm, 12\*38mm, yüz ve vücut epilasyon çözümü!
3. Soğutma sistemi: Eşsiz Dual-TEC soğutma sistemi, makinenin tüm gün çalışmasını sağlamak için en etkili, 24 saat kesintisiz çalışma.
4. Uzun ömür: çift yaşam desteği garantisi



**A** natural



**B** energy absorbed by hair



**C** hair follicle died

### **Tüm Cilt Tiplerinde Güvenli Kullanım**



Açık ten için Alex 755nm

Sarı cilt için Hız Diyotu 808nm

Daha koyu ciltler için Uzun Darbe 1064nm

# Handle Details

Three Wavelengths Work Togher





## Özellikler ve Diyet Lazer

1. Lazer çubuğu: İthal lazer çubuğu ABD Tutarlı/ Dilas markası
  2. 3 dalga: 755nm 808nm 1064nm 3'ü 1 arada
  3. Spot boyutu: 12\*20mm, 12\*35mm
  4. Güç: Yüksek güç 1000W 1200W 1600W & OEM
3. Soğutma: Süper soğutma 1 dakikada donarak başlar, 24 saat çalışmaya devam eder

## Yazılım programı

1. Kolay Başlangıç: Erkek ve dişi/6 vücut parçasına göre, akıllı yazılımı ayarlayan 6 cilt tipi ekleyin
2. 6 dil seçeneği, ana diliniz eklenebilir
3. OEM program hizmeti mevcut (logo/sistem...)





**Daha fazla model detayı için lütfen bizimle iletişime geçin!  
24 saat çevrimiçi!!**