

EXFU·FIND S



COMMIT TO BE FIT
GET SCULPTED WITH
EMSCULPT

LESS Fat
Muscle MORE

EXCLUSIVELY AVAILABLE AT IPAL CLINIC



EXFU·FIND S
EMSCULPT

25% more muscle,
30% less fat,
now all the way to your flanks



*Supramaksimal kas kasılmalarını indüklemeye yeteneğine sahip yüksek yoğunluklu elektromanyetik teknolojiyi kullanır.

*Tedavi sırasında kaslar supramaksimal seviyelere kadar kasılır. Yoğun maksimum üstü kasılmalar, yağ hücrelerinde maksimum üstü lipolize yol açan kademeli bir etkiyi tetikleyen epinefrin salınımını artırır.

*Bu arada, iç yapısının derinlemesine yeniden şekillenmesiyle yanıt verir, miyofibrillerin büyümesini

(kas hipertrofisi), yeni protein zincirlerinin oluřumunu ve kas liflerinin b y mesini (kas hiperplazisi) ind kler. İřlem, kas yoęunluęunun ve hacminin artmasıyla sonulanır.

ADVANTAGE

► Patented cooling system

- It ensures the continuous operation of the machine, Continuous and stable energy output at up to 7 Tesla.



WHO NEEDS



Bodybuilder



Weight loss person



Model&actor




Postpartum mother

OPERATING PARTS

The location of the handle operation must be consistent with the interface selection location



Work principle



Man

Build Muscle	Course	1	2	3	4	5
	Program	Hypertrophy	Combo2	Hypertrophy	Combo2	Combo2
Fat Burner	Course	1	2	3	4	5
	Program	HIIT	Combo1	Strength	Strength	Combo1

Build Muscle	Course	1	2	3	4	5	6
	Program	Hypertrophy	HIIT	Combo2	Hypertrophy	HIIT	Combo2
Fat Burner	Course	1	2	3	4	5	6
	Program	HIIT	Combo2	Strength	HIIT	Combo2	HIIT



Women



1. ALL frequency procedures of magnetic thin are thin are designed according to the feeling and effect of actual exercise.
2. The basic 30-minute plan in cludes:a 1-minute "stretch mode",a 5-minute "warm-up mode", four 5-minute "workout mode" and a 4-minute "cool mode" set.
3. Each group is basically a step-by-step configuration, ideally for weight training, designed to provide e best results in frequency and inteusity for each individual's different purposes.

EMS MUSCLE STIMULATOR

-19%

Estimated fat
reduction

+16%

Estimated increase in
muscle mass

30 MIN

Save time and
effort

30,000 SPORTS

compared to 30,000
crunches/squats



AMAZING EFFECT

Before & After



Before

Five weeks later

Eight weeks later



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After

Şartname

Model numarası	BUL
Garanti	2 yıl
Satış Sonrası Hizmet Verilir	Diğer, Saha bakım ve onarım hizmeti, Online destek, Satış sonrası servis yok, Ücretsiz yedek parça, Videolu teknik destek, Saha kurulum, devreye alma ve eğitim
Tip	AYAKTA
Özellik	Diğer
Fiş Tipi	Diğer
Başvuru	Evde Kullanım İçin
Hedef Alan	Vücut
Ürün adı	Kilo kaybı Kas makinesini artırın
Şasi malzemesi	3D blister film
Manyetik güç	14 Tesla
Maksimum çıkış gücü	3000w
Giriş gücü	100-240V/50HZ
Ekran	15,6 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran
Sertifikasyon	CE, ISO, TIBBİ CE

Bize Ulaşın! Daha fazla bilgi edin!