

Hair Removal + ND YAG

*2in1 Multifunctional combination machine
one machine and two effects*



Çok işlevli güzellik aleti üreticileri

2'si 1 arada Diyet lazer epilasyon nd yağ lazer dövme silme

Ürün Açıklaması

2in1 Multifunctional combination machine



- ✓ Hair removal
- ✓ Toner whitening
- ✓ Mole removal



- ✓ Tattoo removal
- ✓ Freckle
- ✓ Birthmark removal



Real shot display

Higher-definition screen, stronger cooling effect,
more effective treatment



Diyot lazerElight/IPLNd yağRF, bir makinede 4 farklı kulp



1.Bu 4'ü 1 arada RF Elight IPL diyot lazer nd yağ lazer, yüksek kaliteli aksesuarlara, güçlü güce sahiptir * Diyot lazer kolu Almanya'dan ithal altın lazer çubuğu, 50 milyon çekim süresi kullanır.

*Elight kolu İngiltere lambasını kullanır, 150.000-30.000 atış

*Nd yağ :5 tedavi başlığını donatın, ayarlanabilir 1064nm/532nm, sabit 1064nm/532nm, sabit 1320nm.

*RF : Kırışıklık giderme, cilt kaldırma, cilt sıkılaştırma için kullanılan 6 tedavi başlığını donatın.

Three wavelengths work together



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.





HANDLE-ADVANTAGE



specification

- Multiple choice
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- Multifunction
1320nm for skin rejuvenation
- Indicator light
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm



Before and after



14inch true touch screen

6 kinds skin type for choice. accept ODM OEM Service.

The new **14-inch** screen is clear easy to operate.



Ürün tanıtımı ve kullanım detayları hakkında daha fazla bilgi için,

lutfen hemen bize danifin

24 saat çevrimiçi!!