

EXFU·FIND S



COMMIT TO BE FIT
GET SCULPTED WITH
EMSCULPT

LESS Fat
Muscle MORE

EXCLUSIVELY AVAILABLE AT IPAL CLINIC



Yeni gelenler ! Ems makinesi fiyat ems kas stimülatörü vücut şekillendirme makinesi RF elektromanyetik vücut ems şekillendirme makinesi



14 "HD SCREEN
SIMPLE, INTELLIGENT, FAST



+16%
Estimated increase in muscle mass

-19%
Estimated fat reduction

4 CM (1.5 INCHES) LOSS IN WAISTLINE CIRCUMFERENCE
11% REDUCTION IN ABDOMINAL MUSCLE SEPARATION (CALLED DIASTASIS RECTI)
5 X INCREASE IN FAT METABOLISM (APOPTOTIC INDEX INCREASED FROM 19% TO 92% AFTER TREATMENT) 80% PATIENTS WITH VISIBLE LIFTING EFFECT OF BUTTOCKS 96% PATIENT SATISFACTION

Yenilikçi tek tıklamayla başlatma tasarımı Ekran sistemini/dili/görünümünü özelleştirmenize yardımcı olabilir

PRODUCT PARAMETERS




Teslasculpt nasıl alışır?

1. Yksek yoęunluklu Elektromanyetik alan, giysilerden ve deriden vcudunuza geer.
2. Egzersiz gibi motor sinirlerini tetikler ve kas kasılmasını uyarır.
3. Ve yksek yoęunluklu egzersiz yapıyormuř gibi hissedeceksiniz.

How It Works

EMSlim NEO is the world's first and only technology that uses **Radiofrequency and HIEMT** (high intensity electromagnetic field) to **eliminate fat and build muscles non-invasively**.


30
minutes



RF

HIEMT+

LESS -30%
Fat
on average*



+25%
Muscle
on average*

Fat Breakdown

In less than 4 minutes the **temperature in fat reaches** levels that cause their **permanent damage**.

Muscle Warm-Up

The muscle temperature raises by several degrees, **similar to what a warm-up activity does before any workout**.

Supramaximal Contraction

Muscles in the treated area **are contracted at intensities** that are **not achievable during routine exercise**.

After Treatment

The **fat cells are slowly removed** from the body and the **strained muscle fibers initiate a growth process**. This results in **fat elimination and muscle building**.

Bir Seans (30 dakika/tedavi, 2 haftada 4 tedavi):

1. 7 Tesla Yoğunluğu
2. %16 kas geliştirme/%19 yağ azaltma
3. 20.000 mekik/50.000 kas kasılmasına eşdeğerdir
4. Aynı/farklı kişi için aynı anda ikili şekillendirme
5. Su geri dönüşümü soğutma verimliliği ile 7/24 dayanıklılık
6. Sezgisel, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü, varsayılan ve manuel program
7. Operatör/hazırlık gerektirmez/Kesinti süresi 2manyetik kulp

Özellik: Kilo Verme, diğer, Cilt Sıkılaştırma, Selülit Azaltma

Ems kas stimülasyonu Yüksek Yoğunluklu Elektromanyetik ems kas stimülatörü zayıflama makinesi



SHELF

Put the tools you can use

STRAP STORAGE

The handles support independent and synchronous work





Main target area

ABS toning

Butt Lift/uptight

Arm/legs firming

Operating parts



Abdomen



Shoulder arm



Gluts



Hamstring



Thighs

Sertifikasyon	MDRCE, ce, ISO13485, diğer, ISO9001, MDDCe
Özellik	Kilo Verme, diğer, Cilt Sıkılaştırma, Selülit Azaltma
Başvuru	Ticari Amaçlı
Satış Sonrası Hizmet Sağlanıyor	Ücretsiz yedek parça, Çevrimiçi destek, Saha kurulumu, devreye alma ve eğitim, Videolu teknik destek, diğer, Saha bakım ve onarım hizmeti
Özellik	Kilo Verme, Cilt Sıkılaştırma, Selülit Azaltma
İşlev	Vücut Zayıflama
Teknoloji	Yüksek Yoğunluklu Darbeli Elektromanyetik
Satış Sonrası Hizmet Sağlanıyor	Ücretsiz yedek parça, Çevrimiçi destek, Video teknik desteği

Bize Ulaşın! Daha fazla bilgi edin!