

2 yıl garanti

Ücretsiz eğitim hizmeti

24 saat çevrimiçi müşteri hizmetleri

Dünya çapında 5-7 Gün hızlı kargo

Ücretsiz OEM hizmeti, iş bilgilerinizi makine ve ekran sistemine ekleyin



Makro ve Mikro Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason Sistemi

Yüz Germe, Vücut Sıkılaştırma ve Vücut Şekillendirme Sisteminin Ameliyatsız Tedavisi!

Ürün Açıklaması





Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

7CARTRIDGES+4 GUN HEADS

1.5mm,2.0mm,3.0mm,4.5mm for face treatment
6.0mm.9mm.13mm for body treatment.

Tedavi pozisyonuna odaklanan yüksek enerjili ultrason kullanın, böylece cilt dokusu termal oluşturur ve kolajeni uyarmak için yüksek hızlı sürtünme hücreleri yapar. Bu tür bir ısı etkisi epidermise zarar vermez, çünkü tedavi hızlı ve çevredeki dokuya dokunmadan 0-0,5 saniye içinde tedavi alanına doğrudan erişim sağlar ve doğrudan yüzeysel tendon membran sistemine (SMAS) aktarılabilir, böylece Kas tabakasını çekerken sıkı bir cilt yapılır, ince yüze kadar ilerleyici etki sağlanır.







MF2.0MM

Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Modeli	7D Terapi Cihazı Odaklı Ultrason
İsim	Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason

Kollar	Yüz: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D HF: MF2/6/9/13
	L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Enerji çıkışı	0,1J-2,5J (adım başına 0,1J)
Nokta Arasındaki Boşluk	1.0mm-4.0mm
Atış uzunluğu	5mm-25mm
çekim	Her kartuş 300000 atış
Ekran boyutu	15 inç
Gerilim	110V-240V, 50/60Hz



Renkli dokunmatik ekran cildi gençleştirme

1. 15,6 inç büyük dokunmatik ekran, insanlaştırılmış tasarım
2. Erkek/kadın, vücut parçaları, seçenek için 6 cilt tipi.
3. İngilizceana diliniz.
4. Ücretsiz OEM program hizmeti (logo/sistem...)

Daha fazla ürün detayına danışmaya hoş geldiniz!