

# Ürün Açıklaması

## Avantajlar



- 1.3 dalga **1064nm Diyot 808nm 755nm**3'ü 1 arada tüm cilt tipleri kullanılabilir  
Yüksek güç: Seçenekler için YENİ 1000W/ 1200W /1600W kol
2. Büyük nokta boyutu **12\*20mm , 12\*35mm**yüz ve vücut epilasyon çözümü!
3. Soğutma sistemi: Eşsiz Dual-TEC soğutma sistemi, makinenin tüm gün çalışmasını sağlamak için en etkili, 24 saat kesintisiz çalışma.
4. Uzun ömür: çift yaşam desteği garantisi

## Diyot lazer epilasyon makinesinin kolu :



**Different spot size** Handle color optional



**Güvenli Kullanım** Tüm Cilt Tiplerinde

Alex 755 nm için **açık ten**

Hız Diyotu 808nm için **sarı cilt**

Uzun Darbe 1064nm için **koyu cilt**

# Treatment effect



## Yazılım programı

1. Erkek & dişi, 6 vücut parçası, 6 cilt tipi akıllı yazılım ayarlama
2. 6 dil seçeneği, sizin anadil eklenebilir
3. OEM program hizmeti mevcut(logo/sistem...)



Ürün adı	Lazer Buz platin epilasyon makinesi
lazer çubuğu	Almanya/ABD ithal, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar
dalga boyu	755nm 808nm 1064nm/ veya tek 808nm
Enerji	0-150J/cm2
Sıklık	1-10 hz
Darbe genişliği	