

İki yıl garanti, ömür boyu hizmet sunan ilk şirket.

Vücut ve Yüz Zayıflama Makinesi Kırışıklık Giderici Cilt Canlandırıcı 11D Odaklı Ultrason Makinesi Vücut ve Yüz Zayıflama Makinesi 11d Odaklı Ultrason

EXFU Seiko

11D HIFU

Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System


SAFE EFFECTIVE MULTI-DEPTH

Count: 0

Cilt gençleştirme lazer vücut ve yüz zayıflama makinesi cilt gençleştirme sistemi 11D Odaklanmış Ultrason 11D HIFU

*Kısa atımların yüksek tekrarlaması oranı dermişin derinliklerine iletilir, neredeyse hiç ağrı olmadan yüksek ortalama güç ve terapötik açıdan etkili ısı oluşumu elde edilir. * En son makinede tamamen oyulmuş ve yaşlanma önleyici toplam 11 prob bulunmaktadır. *Yüz germe, sıkılaştırma ve vücut hatları şekillendirme sisteminin ameliyatsız tedavisi. Dünyanın en yeni yüksek enerji odaklı ultrason teknolojisi.

Ürün Açıklaması






MF2.0MM

Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Tedavi pozisyonuna odaklanan yüksek enerjili ultrason kullanın, böylece cilt dokusu termal oluşturur ve kolajeni uyarmak için yüksek hızlı sürtünme hücreleri yapar. Bu tür bir ısı etkisi epidermise zarar vermez, çünkü tedavi hızlı ve çevredeki dokuya dokunmadan 0-0,5 saniye içinde tedavi alanına doğrudan erişim sağlar ve doğrudan yüzeysel tendon membran sistemine (SMAS) aktarılabilir, böylece Kas tabakasını çekerken sıkı bir cilt yapılır, ince yüze kadar ilerleyici etki sağlanır.




Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

7 CARTRIDGES + 4 GUN HEADS

1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm for face treatment
6.0mm, 9mm, 13mm for body treatment.

Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Modeli	7D Terapi Cihazı Odaklı Ultrason
İsim	Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason

Kollar	Yüz: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm 7D HF: MF2/6/9/13 L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Enerji çıkışı	0,1J-2,5J (adım başına 0,1J)
Nokta Arasındaki Boşluk	1.0mm-4.0mm
Atış uzunluğu	5mm-25mm
çekim	Her kartuş 300000 atış
Ekran boyutu	15 inç
Gerilim	110V-240V, 50/60Hz



Renkli dokunmatik ekran cildi gençleştirme

1. 15,6 inç büyük dokunmatik ekran, insanlaştırılmış tasarım
2. Erkek/kadın, vücut parçaları, seçenek için 6 cilt tipi.
3. İngilizceana diliniz.
4. Ücretsiz OEM program hizmeti (logo/sistem...)

High-Intensity Focused Ultrasound

Anti-Wrinkle & V- shape face rebuilt



Güzellik ekipmanları, ortak arama ve güzellik girişimciliği hakkında sorularınız varsa lütfen MLKJ'ye danışın!

Tel/Whatsapp: 86 15965364558

E-posta: sale@mingliangkj.com