



Medical Diode Laser Hair Removal

1800W+1200W handles


Neden tüm gzellik salonları ve gzellik uzmanları titanyumu tercih ediyor?

1. Profesyonel. st dzey gzellik makinesi alanında 14 yıldan fazla deneyime sahibiz.
2. Gvenlik. cilt ve ter bezlerine yan etkisi yoktur, iz bırakmaz.
3. Ağrısız epilasyon saęlayan TEC soęutma sistemi, hızlı soęutma.
4. Popler. çl dalga boyu: 755nm 808nm1064nm, tm cilt tipleri iin uygundur, siyah tenli ince tylerin tm kolayca ıkarılabilir.
5. Yksek enerji. Lager nokta boyutu, 20-40 milyon atıř, kıl kklerini etkili bir řekilde yok eder, kalıcı epilasyon. Ayrıca hızlı tedavi hızı ve verimlilięi.

Kolu gsterisi






Laser show Handle laser bar optional



⊙ 10bar


⊙ 12bar

⊙ 16bar



Working Principle

Suits for all skin and hair types




- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



Müşteri geribildirimi

Treatment Comparison



**Daha fazla ayrıntı için lütfen bize danışın.
24 saat çevrimiçi!**