

Hair Removal+Tattoo Removal

2in1 machine



Diode laser handle




Picosecond handle



Pikosaniye lazer dövme silme 532 755 1320 1064nm
q switch nd yağ lazer dövme silme makinesi

Machine introduction



Zanaatkar kalitesi, aşırı ayrıntıları yansıtır Akılcı tasarım 1. Ürün yeni bir görünüme sahiptir ve çoğunlukla sıcak model olarak satılmaktadır 2. Ayarlanabilir tutma braketi, güçlü ve dayanıklı 3. Kaymaz sap, ergonomik tasarım 4. Genişletilmiş tedavi bağlantı borusu

5 TREATMENT HEADS

A solution to a variety of skin problems

532: Remove colored tattoos.

755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin

Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect



En küçük boyut 1. Tıbbi ekipmanın temel bileşenlerini benimseyin. Makinenin boyutu daha küçüktür. 2. Sınır ötesi nakliyyeyi sıradan makinelere göre daha düşük yapın. 3. Sap daha küçük ve kullanımı daha uygundur



5 tedavi başlığı, çıkarılabilir ve döndürülebilir dış tel tasarımı

1. 532: Renkli dövme kaldırın.


2. 755 petek başlığı: yaşlılık lekelerini, çilleri ve kloazmayı gidermek için kullanılır. cilde çok az hasar

3. Ayarlanabilir parametre 1064: dövme silme, kaş temizleme için

4. Ayarlanamayan parametre 1064: dövme silmek ve kaşları temizlemek için kullanılır


5. 1320: geniş alan tedavisi, geniş nokta, hızlı tedavi hızı ve iyi etki

Working Principle




İthal taş Q-switch kaset mekanizması, Q-switch'i değiştirmeden tüm katı lazer.


Dövme silme. Kaş, göz çizgisi, dudak çizgisi ve vücudun diğer kısımlarındaki siyah, mavi, kahverengi ve kırmızı dövme pigmentlerini çıkarın Doğum lekesini, otas nevüs ve dermal benekleri kaldırın Anında patlatma yüksek lazer teknolojisi, uluslararası üretim standardı, teknik test kesinlikle. Çeşitli cilt sorunlarına çözüm.



Original pigment



Traditional laser



Picosecond Laser



DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



755nm



808nm



1064nm



Profesyonel nd yag 2'si 1 arada lazer epilasyon makinesi Çok Fonksiyonlu g zellik ekipmanları

* ABD veya Almanya Dilas ithal lazer  ubuęu, daha uzun  m rl .

* 50 milyondan fazla  ekim, 3 yıldan fazla bir s re boyunca yeni kolu deęiřtirmenize gerek yoktur.

* 3 dalga 1064nm 808nm 755nm, 3'  1 arada t m cilt tiplerinde kullanılabilir



800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

Tüm Cilt Tiplerinde Güvenli Kullanım

1.Açık tenler için Alex 755nm

2.Sarı ciltler için Hız Diyotu 808nm

3.Daha koyu ciltler için Uzun Darbe 1064nm

CLINICAL EFFECT



Ekran görüntüsü

12,1 inç gerçek renkli büyük dokunmatik ekran

Süper hoş dokunuş Deneyimi

Seçtiğiniz için 6 dil, Özel dil eklenebilir

Parametreyi ayarlamak, enerji/frekans/zaman kapsamını dahil etmek gibi OEM hizmetleri kabul edilir



Dual Handles in One System

Work simultaneously or independently
faster treatment for more profits

***Daha fazla ürün detayı ve uygulama yöntemi, bize danışmaktan memnuniyet duyarız!
7*24 saat çevrimiçi hizmet!***