

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Ürün Açıklaması

-----Tüm cilt tiplerinde güvenli kalıcı epilasyon; ağrı yok, tedavi sırasında çok rahat;

-----Yüz, kol, koltuk altı, göğüs, sırt, bikini, bacak gibi bölgelerdeki istenmeyen tüyler için uygundur...

----- 808nm veya 755/808/1064nm kolu seçebilirsiniz, Tüm renkli saçlara etkili bir şekilde davranır.

----- 1 dakika hızlı soğutma. Frekans 1-10hz. Çabuk davran!!!-

NEW



NEW



Daha fazla ürün detayı için lütfen şimdi bize soruşturma gönderin.
24 saat online iletişim hizmetimiz var!

Free to be yourself

1 minute of painless hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours



Kulp Hakkında

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**





35mm



before

after



Large 3.5cm spot size, and integration of three wavelengths
Hair removal is quick, efficient and convenient



One minute cooling -21°C


Best **TEC Cooling** system
hair remover laser

laser rod imported from America. 10million—40million shots. Permanent hair removal



Tüm farklı cilt epilasyonları için 755 808 1064nm.

- * USA Coherent ithal lazer bar.
- * 10-40 milyon çekim (En Yeni Altın Lazer Çubuğu)
- * 1000w/1200w/1600w büyük güç,



Before and After

Treatment comparison





**Daha fazla ayrıntı için lütfen bizimle iletişime geçin!
24 saat çevrimiçi!!**