

## Exceeding your expectations

The most professional beauty machine customization service

## Surrounded by a whole set of services

Making the purchasing experience wonderful



24-Hour online  
After-sales service



15 Years Laser Beauty  
Device Manufacturer



OEM Factories  
Support customization

**Satın alma deneyimini harika kılan bir dizi hizmetle çevrilidir**  
**Beklentilerinizi aşan, en profesyonel güzellik makinesi kişiselleştirme**  
**hizmeti**

## High-Intensity Focused Ultrasound

Anti-Wrinkle & V- shape face rebuilt



**Cilt gençleştirme lazer vücut ve yüz zayıflama makinesi cilt gençleştirme sistemi 11D**  
**Odaklanmış Ultrason 11D HIFU**


**Ürün Açıklaması**



**Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System**

**7 CARTRIDGES + 4 GUN HEADS**


1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm for face treatment  
6.0mm, 9mm, 13mm for body treatment.



## MF2.0MM


Unique ultra-thin  
probe Clexis patented  
technology

"Special cartridge for eyes treatment"




Tedavi pozisyonuna odaklanan yüksek enerjili ultrason kullanın, böylece cilt dokusu termal oluşturur ve kolajeni uyarmak için yüksek hızlı sürtünme hücreleri yapar. Bu tür bir ısı etkisi epidermise zarar vermez, çünkü tedavi hızlı ve çevredeki dokuya dokunmadan 0-0,5 saniye içinde tedavi alanına doğrudan erişim sağlar ve doğrudan yüzeysel tendon membran sistemine (SMAS) aktarılabilir, böylece Kas tabakasını çekerken sıkı bir cilt yapılır, ince yüze kadar ilerleyici etki sağlanır.





# Body Treatment



## • *Treatment Effect* •



Modeli	7D Terapi Cihazı Odaklı Ultrason
İsim	Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason

Kollar	Yüz: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm 7D HF: MF2/6/9/13 L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Enerji çıkışı	0,1J-2,5J (adım başına 0,1J)
Nokta Arasındaki Boşluk	1.0mm-4.0mm
Atış uzunluğu	5mm-25mm
çekim	Her kartuş 300000 atış
Ekran boyutu	15 inç
Gerilim	110V-240V, 50/60Hz

## **Comparison before and after use**



Renkli dokunmatik ekran cildi gençleştirme

1. 15,6 inç büyük dokunmatik ekran, insanlaştırılmış tasarım
2. Erkek/kadın, vücut parçaları, seçenek için 6 cilt tipi.
3. İngilizceana diliniz.
4. Ücretsiz OEM program hizmeti (logo/sistem...)

EXFU Seiko



# 11D HIFU

Macro & Micro High  
Intensity Focused Ultrasound System



SAFE



EFFECTIVE



MULTI-DEPTH



[Daha fazla ürün detayına danışmaya hoş geldiniz!](#)