



- 1.3 dalga **1064nm Diyot 808nm 755nm**3'ü 1 arada tüm cilt tipleri kullanılabilir Yüksek güç: Seçenekler için YENİ 1000W/ 1200W /1600W kol
2. Büyük nokta boyutu **12*20mm , 12*35mm**yüz ve vücut epilasyon çözümü!
3. Soğutma sistemi: Eşsiz Dual-TEC soğutma sistemi, makinenin tüm gün çalışmasını sağlamak için en etkili, 24 saat kesintisiz çalışma.
4. Uzun ömür: çift yaşam desteği garantisi

Diyot lazer epilasyon makinesinin kolu :



Different spot size Handle color optional



Tüm Cilt Tiplerinde Güvenli Kullanım

Sarı cilt için Hız Diyotu 808nm

Daha koyu ciltler için Uzun Darbe 1064nm

Açık ten için Alex 755nm

Yazılım programı

1. Erkek & dişi, 6 vücut parçası, 6 cilt tipi akıllı yazılım ayarlama
2. 6 dil seçeneği, sizin anadil eklenebilir
3. OEM program hizmeti mevcut(logo/sistem...)



Before and **After**

We help you
Goodbye to the embarrassment



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After