

# Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



## Ürün Açıklaması

-----Tüm cilt tiplerinde güvenli kalıcı epilasyon; ağrı yok, tedavi sırasında çok rahat;

-----Yüz, kol, koltuk altı, göğüs, sırt, bikini, bacak gibi bölgelerdeki istenmeyen tüyler için uygundur...

----- 808nm veya 755/808/1064nm kolu seçebilirsiniz, Tüm renkli saçlara etkili bir şekilde davranın.

---- 1 dakika hızlı soğutma. Frekans 1-10hz. Çabuk davran!!!-

**NEW**



**NEW**



**NEW**



Daha fazla ürün detayı için lütfen şimdi bize soruşturma gönderin.  
24 saat online iletişim hizmetimiz var!

# Free to be yourself

1 minute of painless hair removal,  
Feeling the comfort and coolness that  
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours



Kulp Hakkında

**350g** lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**







35mm



before

after

Large 3.5cm spot size, and integration of three wavelengths  
Hair removal is quick, efficient and convenient





One minute cooling -21°C




Best **TEC Cooling** system  
hair remover laser

laser rod imported from America. 10million—40million shots. Permanent hair removal



### Tüm farklı cilt epilasyonları için 755 808 1064nm.

- \* USA Coherent ithal lazer bar.
- \* 10-40 milyon çekim (En Yeni Altın Lazer Çubuğu)
- \* 10bar 12bar 16bar arasından seçim yapabilirsiniz.
- \* 1000w/1200w/1600w büyük güç,



Tedavi Etkisi

# Before and After

Treatment comparison





